

## 補足情報



- レーザー脱毛ですぐに毛がなくなるわけではありません。初回のお手入れ後は、毛に大きな変化は見られません。
- 輪ゴムで皮膚をパチンとはじかれるようだという方もいます。暖かい、チクチクするような感触だという方もいます。毛の量が減ると、このような使用感も薄れます。
- 臨床試験では、出力レベルを上げることで2~3倍効率の良いお手入れをすることができました。<sup>1)</sup> そのため、可能な限り高い設定でのご使用をお勧めします。<sup>2)</sup>
- 3ヶ月間、2週間に1度ご使用ください。必要に応じて追加のお手入れを継続してください。

<sup>1)</sup> トリア・ビューティ調べ  
<sup>2)</sup> 使い始めの1週間は必ずレベル「低」をご使用ください。

## スキントーンチェック

トリア・レーザー4Xは白からライトブラウンの肌の色で、地毛の色がライトブラウンから黒の場合に使用することができます。白、グレー、ブロンド、赤毛には使用できません。「使用できない肌の色」と一致する場合は、トリア・レーザー4Xを使用しないでください。

### スキントーンチャート

対象となる肌の色:



使用できない肌の色:



対象部位: 脚、腕、ビキニライン、ワキ、足、手、胸、背中、腹部、顔の下半分(鼻より下部分)

トリア・ビューティお客様サポートセンター  
 0120-917-380  
 info@tribeauty.co.jp  
 triabeauty.co.jp

tria.

以下の特許の1つ以上で保護されています。  
 米国特許 D535,746; 7,250,045; 7,413,567; 7,452,356. 米国特許 其他特許申請中

©2013 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.  
 トリア、トリアビューティ、およびトリアのロゴは、Tria Beauty, Inc.の商標です。

9807D





HAIR REMOVAL LASER 4X

クイックスタートガイド



## トリア・パーソナルレーザー脱毛器4X(以下「トリア・レーザー4X」といいます)について知っておきましょう



## 初めてご使用になる前に

使用方法と警告の詳細は、同封の『取扱説明書』をお読みください。

## ご使用方法

毎回のご使用前に、お手入れ箇所を清潔にし、カミソリで剃り、水気を拭き取ります。満足する効果を実感するまで、3ヶ月間、2週に1度のご使用をお勧めします。  
 充電: 電池マークがフルになるまで(最大2時間)、トリア・レーザー4Xを充電します。使用前に本体をACアダプターから外してください。


### 1 装置の電源をONにする

充電専用ACアダプターを、トリア・レーザー4Xから外して電源ボタンを押します




### 2 出力レベルの設定

ボタンを押してレベルを調整します。最適な効果を実感するため、可能な限り高い設定でのご使用をお勧めします。必ずテスト照射をし、1番低いレベルから徐々に上げていきます。これくらいまでなら我慢できるかな?と感じるレベルがあなたに合ったレベルです。




### 3 「ピッ」の後に「ブッ」という音がするまで照射する。

- 「ピッ」の後に「ブッ」という音が聞こえるまで、照射レンズを肌に当てます。
- 「ピッ」の後に「ブッ」という音がしたら、照射レンズを一度皮膚から離して再度、前回の位置と一部重なる箇所に当てます(5mm程。重なっている箇所の図を参照)。




### 4 照射カウンターの使用

確実に効果を得るため、トリア・レーザー4Xの照射カウンターを使用し、1回のお手入れで各箇所照射が必要な回数を照射します。



## 照射カウンター\*



\*照射回数と時間は目安です。脚や背中などの大きな箇所のお手入れには、600回以上の照射が必要になることがあります。